



Инструкция - вкладыш по применению W Nature

Описание: Прозрачная бесцветная жидкость, без запаха. Общие характеристики:

Тоник для глаз «W nature» - это инновационный биологически активный продукт, содержащий в себе основное активное действующее вещество - концентрат гидроплазмы биогенной воды с биофлавоноидной группой и ионами селена, который предотвращает и снимает усталость глаз. Субмикродозы селена, содержащиеся в основном активном действующем веществе, создают устойчивую решетку внутри кластера гидроплазмы, которая способна обеспечить защиту от воздействия различных электромагнитных факторов, таких как компьютеры, сотовые телефоны, радиоприборы, рентгены, а также различных экологических факторов. Входящая в состав биофлавоноидная группа обладает антиоксидантным действием, защищая глаз от повреждений и тем самым восстанавливая его функции. Предназначен как профилактическое средство и высокоэффективное средство для реабилитации.

Тоник для глаз «W nature» содержит в себе водорастворимую полимерную структуру, которая в сочетании с естественной слезной жидкостью глаза улучшает увлажнение роговицы и конъюнктивы, обеспечивая гидрофильность поверхности роговицы за счет имеющихся в составе уникальных компонентов - гидроплазменных кластеров, создающих обычные процессы адсорбции на границе раздела пленки слезной жидкости и поверхности роговицы. Продукт физиологически смешивается с пленкой слезной жидкости, повышая ее устойчивость на поверхности роговицы, тем самым значительно уменьшает симптомы раздражения, связанные с сухостью глаза, а также защищает роговицу от высыхания.

Гидроплазменный кластер с ионами (субмикроразмерными) селена - основное активное действующее вещество, которое не создает дефекты как на плазменном так и атомномолекулярном и ионном уровне, поэтому может считаться безопасным оздоравливающим средством, которое обогащает водную среду глаза антиэнтропийной энергией, т.е. организует принципиально новые упорядоченные структуры мембран. А также имеет высокую эффективность для повышения жизнеспособности клеточных мембран, обилие которых характерно для здоровья глаз.

Состав: Концентрат гидроплазмы биогенной воды с ионами биофлавоноидной группы и селена (микродозы).

Тоник для глаз «W nature» рекомендуется применять: для устранения сухости глаз; для устранения чувства инородного тела; для устранения жжения в глазах при ношении мягких и жестких контактных линз; для устранения раздражения роговицы; для профилактики развития амблиопии; при контактных конъюнктивитах; при интенсивных зрительных нагрузках (это может быть яркий солнечный свет, постоянная работа за компьютером, сварка и многое другое); для профилактики нарушения функций глазного дна, помутнения глазных жидкостей и склеры глаза; для устранения и защиты от раз-

личных патогенных факторов.

Тоник для глаз «W nature» оказывает следующие действия: увлажняет и сохраняет длительный увлажняющий эффект; значительно помогает защищать и снимать симптомы усталости, возникающие при работе с компьютером, вождении автомобиля, чтении, ношении контактных линз и многое другое; устраняет напряжение глаз, возвращая комфортное состояние; восстанавливает и стабилизирует слезную жидкость, значительно улучшает качество слезы; создает устойчивость к действию многочисленных техногенных деструктивных факторов, электромагнитных излучений, а также токсичных микропримесей в окружающей среде; влияет на просветление и очищение глазной жидкости и склеры глаза; улучшает трофические отношения капиллярного снабжения глаза; улучшает нервную проводимость глазного зрительного нерва. Значительно уменьшает атрофию зрительного нерва; значительно увеличивает срок службы и функции искусственных материалов после операции по замене хрусталика, создавая защиту от деформации и коррозии, за счет уменьшения количества концентрации и активности диоксидов токсических веществ; оказывает антибактериальное и противовоспалительное действие; возвращает здоровое состояние поверхности глаз - роговицы и конъюнктивы

Рекомендации по применению:

В качестве профилактики различных заболеваний применять по 1-2 капли утром и вечером.

Чтобы улучшить распределение продукта, рекомендуется интенсивно поморгать после закапывания. Это поможет равномерно и быстро распределить жидкость по всему периметру глаза.

Тоник равномерно распределяется по всей поверхности роговицы, улучшая стабильность естественной увлажняющей пленки. Действие сохраняется до 12 часов.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость
Побочные действия: Не выявлено.

Форма выпуска: Флакон 10мл из полиэтилена низкой плотности с капельным устройством и завинчивающейся пластиковой крышкой с полипропиленовой лентой - контролем первого вскрытия.

Срок годности: 2 года.

Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре от 5°C до 25°C.

для регистрации

ID: 42351

Не является лекарством.

Производитель:

ТОО «ORGANIC PRODUCTION» по заказу ТОО «IMAGINE PEOPLE»

Организация, принимающая претензии: ТОО «IMAGINE PEOPLE», Республика Казахстан, индекс 050040, город Алматы, мкр. Коктем-1, дом 50, офис 99
тел.: +7 (776) 757 57 57, +7 (727) 364 53 30

www.ip-one.net

Получить консультацию и приобрести гидроплазму: WFL.LifeZone.su